Dissolution et dilution

Objectifs de la séance :

- Préparer un ChemisTree's;
- Découvrir la notion de dissolution / dilution;
- Manipuler dans le respect des règles de sécurité.
- Travailler le compte rendu.

Situation: Au tableau se trouvent des produits chimiques: certains sont en solutions (il sont liquides) et d'autres sont sous forme de solutés (ce sont des solides).

L'objectif de la séance est de préparer plusieurs solutions dans des fioles / tubes à essai pour décorer un "arbre" pour la classe.

Ce travail va vous faire apprendre les bases de deux procédés :

- La dissolution;
- La dilution.

Travail demandé

Chaque groupe devra:

- Réaliser une dissolution (par personne dans la limite du temps disponible);
- Réaliser une dilution (par personne dans la limite du temps disponible);
- Préparer un compte rendu (ramassé et noté) sur lequel devront figurer :
 - Le nom des produits utilisés dans chaque expérience;
 - Un protocole expérimental rédigé en français (on donne dans la page suivante un protocole sous forme de schéma pour chaque opération)
 - Un schéma représentant le résultat de l'opération réalisé et avec la couleur obtenue

Point info cours

On appelle concentration massique, notée C et exprimée en g/L la masse de soluté présent dans un litre de solution.

Lors d'une dilution, la solution mère donne une solution "fille" de concentration inférieure. Le facteur de dilution F (sans unité) est le rapport par lequel on réduit la concentration. Exemple : F=2 signifie qu'on a divisé la concentration de la mère par 2.

Quelques formules (qui seront réutilisées plus tard) :

• Calcul de la concentration massique : $C = \frac{m}{V}$

• Calcul du facteur de dilution : $F = \frac{C_M}{C_F}$

 \bullet Lien entre solution fille et solution mère : $C_M \times V_M = C_F \times V_F$

Protocoles : (à vous de trouver lequel correspond à quelle opération!)

